



LÖFFELREINIGER

△ Gefahrgut

REF	GEBINDE
97-705	5 Liter Kanister
bund für Angewandte Hy MADE IN	N III

BESCHREIBUNG

Unigloves Löffelreiniger

Konzentrat zur schonenden Reinigung von dentalen Abformlöffeln und Instrumenten. Es entfernt zuverlässig Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenolpasten, sowie Carboxylat- und Phosphatzementen. Das Konzentrat eignet sich ebenfalls zur Entfernung von thermoplastischen Abformmassen und Wachsen und kann auch im Ultraschallbad bei Raumtemperatur eingesetzt werden. Geeignet für (zahn)ärztliche Praxen, Kliniken und zahntechnische Laboratorien.

EIGENSCHAFTEN



PRODUKTMERKMALE	<u>VAH gelistet</u>
GEBINDE	<u>5 l</u>
MIT ALKOHOL?	<u>ja</u>
VERSANDEINHEIT	<u>1 Stück</u>